



MINDER
IS
MEER


+TEMPUR-MED®
PRESSURE RELIEVING PRODUCTS

INHOUDSTAFEL

WAAROM IS TEMPUR®
ANDERS?

TEMPUR-MED®
ONAFHANKELIJKE STUDIES EN KLINISCHE TESTS

TEMPUR-MED®
DRUKVERDELENDE MATRASSEN

TEMPUR-MED®
DRUKVERDELENDE KUSSENS
POSITIONERINGSKUSSENS

TEMPUR-MED®
ZITKUSSENS

TEMPUR-MED®
OPERATIETAFEL MATRASSEN
POSITIONERINGSKUSSENS OPERATIETAFEL

TEMPUR-MED®
TANDARTS PRODUCTEN

TEMPUR-MED®
GARANTIE

TEMPUR-MED®
FEITEN

TEMPUR[®] SAMENGEVAT

TEMPUR is een hightech visco-elastisch materiaal dat oorspronkelijk door NASA voor het Amerikaanse ruimtevaartprogramma van de jaren 1970 werd ontwikkeld. TEMPUR heeft de rechten op de productie van dit materiaal op het einde van de jaren 1980 verworven. In het begin van de jaren 1990 hebben onze productie-ingenieurs met succes een hoogwaardig proces voor de fabricage van het TEMPUR materiaal ontwikkeld.

Dit opende de weg voor de wereldwijde toepassing van de NASA-technologie in zowel de woning als in de medische sector.

De TEMPUR producten voor de medische sector worden op de markt gebracht onder de internationale naam:

TEMPUR-MED[®]



DE *ENIGE* MATRAS EN
KUSSEN ERKEND DOOR
NASA EN GECERTIFICEERD
DOOR DE SPACE FOUNDATION ♦



WAAROM IS TEMPUR® ANDERS?

Het TEMPUR Materiaal


Het TEMPUR materiaal heeft unieke drukverdelende eigenschappen dankzij zijn visco-elastische, temperatuursgevoelige, open cellen.

OPEN CELLEN

Anders dan gewoon polyurethaan, met onregelmatige celvormen die door gewicht worden samengedrukt en snel degenereren, is het TEMPUR drukverdelende materiaal samengesteld uit miljarden ronde, open visco-elastische cellen.

TEMPERATUURSGEVOELIG

De cellen reageren op de temperatuur en het gewicht van het lichaam door zich te verplaatsen en hun positie te reorganiseren. Het materiaal smelt als het ware om het lichaam en biedt een perfecte ondersteuning. Het TEMPUR drukverdelende materiaal wordt zachter in de warmere zones en blijft vaster in de koelere zones, waar het lichaamscontact kleiner is.



TEMPUR heeft een dichtheid van 75-110 kg/m³.

De open celstructuur garandeert een optimale ventilatie.



TEMPUR is een uniek visco-elastisch, thermoactief materiaal met open celstructuur dat als het ware om het lichaam smelt en een perfecte ondersteuning biedt.



Voordelen van de TEMPUR-MED PU-cover

Alle TEMPUR-MED producten zijn uitgerust met een waterdichte en lucht-doorlatende PU-cover.

- + Bi-elastisch, stretchbaar
- + Wasbaar op 95° C
- + Onderhoudsvriendelijk
- + Luchtdoorlatend
- + Antibacterieel behandeld
- + Constante hoge kwaliteit
- + Lage wrijvingsgraad
- + Incontinentiebestendig
- + Gemakkelijk te reinigen & desinfecteren
- + Gemakkelijk afneembaar
- + Plooi vrij
- + Reiniging met een 70% alcoholoplossing is mogelijk



TEMPUR-MED®

ONAFHANKELIJKE STUDIES EN KLINISCHE TESTS

Effect van houdingen en matras op het ontstaan van decubitus.

Defloor, T. (2000). The effect of position and mattress on interface pressure. Applied Nursing Research, 13, 2-11.

TYPE ONDERZOEK:

Druk werd gemeten in 10 verschillende lighoudingen op 2 matrassen en bij 62 gezonde proefpersonen.

ONDERZOEKSVRAAG:

Geeft de TEMPUR-MED matras een significant lagere druk dan een klassieke ziekenhuismatras? Het doel van dit onderzoek was ook om te bepalen welke posities gepaard gaan met de laagste drukken op de huid bij personen die in bed liggen.

RESULTAAT EN BESLUIT:

Een TEMPUR-MED matras geeft in alle houdingen een significant lagere contactdruk (20 tot 30%) dan een klassieke ziekenhuismatras.

Bij opzitten: Als de patiënt dient op te zitten, geniet een halfliggende houding de voorkeur.

Bij liggen: 30° semi-fowler op een TEMPUR-MED matras resulteert in de laagste maximumdruk.

Bij zijlig: Zijlig 30° op een TEMPUR-MED matras geniet hier duidelijke de voorkeur en geeft drukreducties tot 30% t.o.v. de traditionele Zijlig 90°.

Bij buiklig: Dit is een aangewezen houding op een TEMPUR-MED matras, maar is in de praktijk niet altijd gemakkelijk te realiseren.

Onderzoek naar de noodzakelijke frequentie van wisselhoudingen bij geriatrische patiënten die risico lopen op decubitus.

Defloor, T. De Bacquer, D.D., & Grypdonck, M.H. (2005). The effect of a pressure reducing mattress on turning intervals in geriatric patients at risk of developing pressure ulcers. International Journal of Nursing Studies, 42(1): 37-46

TYPE ONDERZOEK:

Klinische test

PROEFPERSONEN:

838 bewoners uit 11 verschillende verpleeghuizen, die een hoog risicoprofiel hadden op decubitus, werden gedurende 4 weken geobserveerd.

ONDERZOEKSVRAAG:

Wat is de noodzakelijke frequentie van wisselhoudingen bij geriatrische patiënten die risico lopen op decubitus bij een TEMPUR-MED matras en bij een klassieke ziekenhuismatras?

RESULTATEN:

Wisselhouding om de 2 uur op een klassieke ziekenhuismatras:

14.3% met decubitusletsel

Wisselhouding om de 3 uur op een klassieke ziekenhuismatras:

24.1% met decubitusletsel

Wisselhouding om de 4 uur op een TEMPUR-MED matras:

3% met decubitusletsel

Wisselhouding om de 6 uur op een TEMPUR-MED matras:

15.9% met decubitusletsel



Het effect van alternerende wisseldrukmatrassen (Alpha-X-Cell®) op de preventie van decubitus.

Vanderwee K., Grypdonck M.H., Defloor T., Effectiveness of an alternating pressure air mattress for the prevention of pressure ulcers. Age Ageing. 2005 May;34(3):261-7. Epub 2005 Mar 11.

OMGEVING EN PROEFPERSONEN:

447 patiënten die nood hadden aan decubituspreventie en gehospitaliseerd waren op heelkunde, interne geneeskunde of geriatrie in 7 Belgische ziekenhuizen werden geïncludeerd. Om na te gaan of de patiënten nood hadden aan preventie werden willekeurig 2 methodes angewend: Braden Schaal of de aanwezigheid van een niet-wegdrukbaar erytheem (NBE).

METHODE:

222 patiënten in the experimentele groep lagen op een Alpha-X-Cell® (Huntleigh Healthcare UK) alternerende wisseldrukmatras, 225 patiënten in the controle groep lagen op een TEMPUR-MED viscoelastische schuimmatras in combinatie met wisselhouding om de 4 uur. Beide groepen hadden identieke zit protocols en kregen gestandaardiseerde preventieve maatregelen.

CONCLUSIE:

Er was geen significant verschil in de incidentie van doorligwonden (graad 2-4) tussen de Alpha-X-Cell matras (15,3%) en de TEMPUR-MED matras in combinatie met wisselhouding om de 4 uur. (15,6%).

Daarentegen was er wel een significant verschil in de ernst van de doorligwonden tussen de 2 groepen:

In de Alpha-X-Cell groep kreeg 76,5% van de patiënten doorligwonden van graad 2 en 23,5% zelfs een graad 3 of 4. In de TEMPUR-MED groep kreeg 94,3% of the patients doorligwonden van graad 2 en slechts 5,7% een graad 3 of 4.

Efficiëntie zitkussens.

Defloor, T. & Grypdonck, M. (2000). Do pressure relief cushions really relieve pressure? Western Journal of Nursing Research, 22(3), 335-350.

In een laboratoriumomgeving werd de contactdruk van 29 zitkussens en een schapenvacht gemeten bij 20 gezonde vrijwilligers.

CONCLUSIE:

Slechts 13 zitkussens hadden een drukverdelende werking.

Deze drukverdeling blijkt in grote mate te variëren tussen de geteste zitkussens. De gelzitzkussens blijken geen drukverdelende eigenschappen te bezitten. In de categorie van de foam-en luchtkussens zijn er bepaalde kussens die een drukverlaging van 19,1% leveren terwijl andere kussens de contactdruk verhogen met 38,8%.

Een vergelijkend onderzoek bij 15 ernstige reumapatiënten.

Prof. Dr. J. Dequeker

De patiënten waren opgenomen te Pellenberg, U.Z. Leuven op de afdeling reumatologie wegens ernstige en pijnlijke reumatische aandoeningen van de gewrichten en de wervelzuil. Dit onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat de TEMPUR-MED matras wat comfort en pijn betreft beter was dan de thuismatras en in vergelijking met de ziekenhuismatras nog veel beter was.

WAAROM TEMPUR-MED® DRUKVERDELENDE MATRASSSEN KIEZEN?

TEMPUR-MED

VERBETER DE EFFICIËNTIE VAN DE ZORG, BESPAAR GELD

TEMPUR-MED is een preventieve oplossing voor de vermindering van het aantal doorligwonden, en de duurzaamheid ervan betekent dat TEMPUR producten minder snel aan vervanging toe zijn.

DE PREVENTIEVE VOORDELEN

De preventieve kenmerken van de TEMPUR-MED matrassen verminderen de nood om dure alternerende systemen te huren.

Ze kunnen gebruikt worden voor alle categorieën van patiënten van laag tot heel hoge risico's, door ondersteuning te geven voor het hele lichaam, waardoor het risico op doorligwonden vermindert.




TEMPUR-MED® OPLEGMATRAS 7CM

- + Indien uw bestaande matras nog van goede kwaliteit is, maar u toch van het uitstekende comfort van het TEMPUR-MED materiaal wenst te genieten, volstaat het een TEMPUR-MED oplegmatras te gebruiken van 7 cm dik. Deze matras wordt niet rechtstreeks op uw matrasdrager gelegd, maar op uw bestaande matras.



TEMPUR-MED oplegmatras - 7cm

- + Deze oplegmatras kan gelegd worden op elke klassieke matras die nog in goede staat is.
- + 7 cm uniek visco-elastisch thermoactief TEMPUR materiaal.
- + De TEMPUR-MED oplegmatras is voorzien van een flexibele donkerblauwe PU-cover met anti-slip laag, volledig afgestemd op TEMPUR voor een optimale drukverdeling over het volledige oppervlak.



De unieke visco-elastische en thermoactieve eigenschappen geven een optimale drukverdeling. Dankzij lichaamstemperatuur en -gewicht smelt TEMPUR als het ware rond het lichaam en biedt een perfecte ondersteuning. Aangezien de druk over het volledige lichaamsoppervlak wordt verdeeld, daalt het risico op decubitus.

REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG, Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen, BS 7175, sectie II, bron 0,1,5




TEMPUR-MED® STANDARD MATRAS 14CM

- + De TEMPUR-MED Standard matras met zeer hoge comfortgraad is speciaal ontwikkeld voor de systematische preventie van doorligwonden. Als standaardmatras in ziekenhuizen en verpleeginstellingen is deze matras een bewezen efficiënt preventief hulpmiddel in het anti-decubitusprotocol. Dankzij haar kwaliteit en prestaties is de Standard matras geschikt voor de meeste patiënten.



TEMPUR-MED Standard Matras - 14cm

- + De TEMPUR-MED Standard matras vervangt een gewone matras.
- + De TEMPUR-MED Standard matras is voorzien van een flexibele grijze PU-cover, volledig afgestemd op TEMPUR voor een optimale drukverdeling over het volledige oppervlak.



De unieke visco-elastische en thermoactieve eigenschappen geven een optimale drukverdeling. Dankzij lichaamstemperatuur en -gewicht smelt TEMPUR als het ware rond het lichaam en biedt een perfecte ondersteuning. Aangezien de druk over het volledige lichaamsoppervlak wordt verdeeld, daalt het risico op decubitus.

REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG, Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen, BS 7175, sectie II, bron 0,1,5




TEMPUR-MED® PREMIER MATRAS 15CM

- + Voor patiënten met een hoger risico die een bijzondere aandacht verdienen, is de TEMPUR-MED Premier matras de evidente keuze. De 7 cm dikke laag TEMPUR, gecombineerd met een 8 cm dikke onderlaag van zeer veerkrachtig schuim, geeft een optimale drukverdeling en een zeer hoog comfort aan de patiënt.



TEMPUR-MED Premier Matras - 15cm

- + De TEMPUR-MED Premier matras vervangt een gewone matras.
- + De TEMPUR-MED Premier matras is voorzien van een flexibele donkerblauwe PU-cover, volledig afgestemd op TEMPUR voor een optimale drukverdeling over het volledige oppervlak.



De unieke visco-elastische en thermoactieve eigenschappen geven een optimale drukverdeling. Dankzij lichaamstemperatuur en -gewicht smelt TEMPUR als het ware rond het lichaam en biedt een perfecte ondersteuning. Aangezien de druk over het volledige lichaamsoppervlak wordt verdeeld, daalt het risico op decubitus.

REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG, Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen, BS 7175, sectie II, bron 0,1,5

TEMPUR-MED®

DRUKVERDELENDE KUSSENS

TEMPUR-MED ORIGINAL HOOFDKUSSEN

- + Zorgt voor een anatomisch correcte positionering omdat het zich perfect aanpast aan de vormen van nek en schouders.
- + Geeft een maximale ondersteuning en drukverdeling.
- + Wordt gebruikt als stabiliserende, drukverdelende hoofdsteun, om het risico op decubitus op het achterhoofd en de schouderzone te minimaliseren.

Afmetingen:

Reis: 25x31x10/7 cm

M: 50x31x10/7 cm

XS: 50x31x7/4 cm

L: 50x31x11,5/8,5 cm

S: 50x31x8/5 cm

XL: 50x31x13/10 cm



REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG,
Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen,
BS 7175, sectie II, bron 0,1,5 of ISO
Standaarden ISO12952-1 & 12952-2

TEMPUR-MED COMFORT KUSSEN


- + Kan gebruikt worden als gewoon hoofdkussen of als positioneringskussen.
- + Dankzij de unieke samenstelling is het bovendien buitengewoon flexibel in gebruik.

Afmetingen:

70x50 cm

60x50 cm

40x26 cm



TEMPUR-MED® POSITIONERINGSPRODUCTEN

TEMPUR-MED BEENKUSSEN (TWEEDELIG)

- + Gebruik 1: Samengevouwen tussen de benen, waarbij de druk op de benen wordt verlicht
- + Gebruik 2: Ongevouwen onder de enkels, waarbij de hielen worden ontlast.

Afmetingen: 27 x 20 x 20 cm



TEMPUR-MED HIELKUSSEN

- + Wordt aangewend voor een verbeterde doorstroming en neemt de druk weg van de hielen. Verbeterd de bloeddoorvoer.
- + Uitermate geschikt om druk op de hielen weg te nemen.

Afmetingen: 50 x 75 x 15/0 cm



TEMPUR-MED UNIVERSAL KUSSEN

- + Uiterst geschikt voor positioneringsdoeleinden.
- + Voor ontspannen, drukverdelende ondersteuning van de nek, thorax, armen, knieën en voeten.


Afmetingen:

50 x 20 x 10 cm

35 x 20 x 10 cm

50 x 16 x 8 cm

40 x 15 x 6 cm



TEMPUR-MED POSITIONERINGSROL

- + De TEMPUR-MED Positioneringsrol is uitstekend geschikt voor een ontspannen stabilisatie tijdens of na operaties
- + Of voor therapeutische behandeling in bed.
- + Ideaal voor gebruik onder de knieën en voeten.

Afmetingen:

15 x 40 cm

10 x 40 cm



TEMPUR-MED[®] ZITKUSSENS

Drukverdeling

TEMPUR-MED zitkussens combineren drukverdeling met een hoge mate aan comfort. Ze passen zich aan aan het lichaam om problemen met de zithouding op te lossen, zijn makkelijk te reinigen, duurzaam en onderhoudsvrij.

OPEN CELLEN

- + Zeer hoge densiteit van 110 kg/m³.
- + De open celstructuur garandeert een optimale ventilatie.

TEMPERATUURSGEVOELIG

- + Lichtblauw en blauw: lage druk
- + Geel, oranje en rood: hoge, oncomfortabele druk



Normal



TEMPUR



Standard
wheelchair cushion



TEMPUR-MED
wheelchair cushion

DRUKVERDELING

- + Helpen aan 24-uurs drukverdeling te doen door maximale ondersteuning en stabiliteit te geven aan patiënten die zich niet in bed bevinden.
- + De bi-elastische stoom-doorlaatbare cover reduceert frictie.



(ROLSTOEL) ZITKUSSEN

Standaardafmetingen:

40 x 40 x 5 cm


43 x 43 x 5 cm

45 x 40 x 5 cm

45 x 45 x 5 cm

47 x 43 x 5 cm

Andere maten verkrijgbaar



(FAUTEUIL ROULANT) COUSSIN

Standaardafmetingen:

40 x 40 x 7,5 cm


43 x 43 x 7,5 cm

45 x 40 x 7,5 cm

45 x 45 x 7,5 cm

47 x 43 x 7,5 cm

Andere maten verkrijgbaar



(FAUTEUIL ROULANT) COUSSIN COURBÉ

Standaardafmetingen:

40 x 40 x 9/5 cm

43 x 43 x 9/5 cm

45 x 40 x 9/5 cm

Andere maten verkrijgbaar



TEMPUR-MED ZIT EN DOUGHNUT KUSSEN

- + Wordt gebruikt als een standaard zitkussen voor comfort en om gevoelloosheid te verminderen gedurende het zitten.
- + Wanneer het nodig is, kan het middenstuk worden verwijderd, waardoor een gat ontstaat.
- + Op deze manier biedt het kussen verlichting bij aambeien of bij pijn na een bevalling.

Afmetingen: 40 x 42 x 5 cm



TEMPUR-MED ZITWIG

- + Ergonomisch wigvormig zitkussen.
- + Verbeterd de zithouding: het bekken wordt naar voren gekanteld en de rug neemt een rechte houding aan.
- + Ideaal voor personen die een lange periode in een stoel moeten zitten.

Afmetingen: 40 x 40 x 9/1 cm



REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG,
Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen,
BS 7175, sectie II, bron 0,1,5
of ISO Standaarden ISO12952-1
& 12952-2

TEMPUR-MED® OK MATRASSSEN

SCIENTIFICALLY PROVEN EFFICIENCY

Hoyman & Gruber stellen vast dat wanneer gel matrassen worden vervangen door betere drukverdelende systemen, de incidentie van doorligwonden daalt van 18,9% tot 2,7%.

Hoyman, K and Gruber, N (1992).
A Case Study of interdepartmental cooperation:
Operating Room acquired pressure ulcers.
Journal of Nursing Case quality, Suppl., 12-17

Visco-elastische matrassen zijn de beste drukverdelende matrassen en zijn de beste optie om doorligwonden te vermijden in het operatiekwartier. Hou bij de keuze ook rekening met duurzaamheid en hygiëne.

Defloor, T and De Schuijmer, J.D. (2000).
Doorligwonden voorkomen:
Een evaluatie van 4 operatietafelmatrassen.
Applied Nursing Research, 13, 134-141.

REGLEMENTERINGEN

Alle producten van TEMPUR-MED® met PU-cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG,
Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen,
BS 7175, sectie II, bron 0,1,5
of ISO Standaarden ISO12952-1
& 12952-2



Operatietafel matras (10 cm) Operatietafel oplegmatras (7 cm)

Eén- of meerdelig. Andere maten beschikbaar.

1 DELIG



10 DELIG



Drukverdelende oplegmatrassen worden aanbevolen op de operatietafel. Overweeg het gebruik van een visco-elastisch polymeer draagvlak op de operatietafel.*

* Beeckman D, Matheï C, Van Lancker A, Van Houdt S, Vanwallegheem G, Gryson L, Heyman H, Thyse C, Toppets A, Stordeur S, Van den Heede K. A National Guideline for the prevention of pressure ulcers. Good Clinical Practice (GCP). Brussels: Belgian Health Care Knowledge Centre (KCE). 2012.

KCE Reports 193C. D/2013/10.273/97.

TEMPUR-MED® OPERATIETAFEL POSITIONERINGSPRODUCTEN

Positioneringsset


TEMPUR-MED LATERALE POSITIONERINGSSET

- + Ontworpen om druk op de bloedbanen ter hoogte van schouders en armen te vermijden gedurende operaties in zijlig.
- + De patiënt kan ter hoogte van de rug verdoofd worden na het verwijderen van het schouderkussen.
- + Het lossen matrasstuk onder het hoofd kan behouden blijven of verwijderd worden afhankelijk van de grootte van de patiënt.

Afmeting: 50 x 80 x 18,5/10 cm (3-delig)

Extensiestuk beschikbaar:

50 x 128 x 10 cm



TEMPUR-MED POSITIONERINGSSET BUIKLIG

- + Geschikt voor buiklig
- + 5-delige set

Afmeting:

Hoofdsteun: Diam. 30 x 18/15 cm

Lichaamssteun: 50 x 30 x 15 cm (2)

Kniesteun: 50 x 30 x 3 cm

Universeel kussen: 50 x 20 x 10 cm

Gehele steun 50 x 30 x 2,5cm (4)

(die past om de hoogte aan te passen)

om op elke maat operatietafel te passen.




Hoofd

TEMPUR-MED OK HOOFDSTEUN

- + Het kussen stabiliseert de positie van het hoofd en de nek

Afmeting: 25 x 30 x 10/7 cm



TEMPUR-MED OK NEKSTEUN

- + Het kussen biedt anatomisch correcte ondersteuning en is geschikt voor intubatie van de patiënt.

Afmeting: 30 x 25 x 10/5,5 cm



TEMPUR-MED INTUBATIE KUSSEN

- + Zorgt voor een betere intubering, omdat het bovenlichaam van de patiënt omhoog wordt gebracht.

Afmeting: 50 x 67,5 x 20 cm




Lichaam

TEMPUR-MED LATERALE STEUN

- + De laterale steun zorgt voor een stabiele positionering voor de rug en buik gedurende operaties in een laterale positie.

Afmeting: 45 x 15 x 10 cm

Afmeting: 35 x 15 x 10 cm



Armen

TEMPUR-MED OK ARMKUSSEN

- + Een standaard armkussen, dat past bij de meeste armleggers

Afmeting: 18 x 60, 5 x 8 cm



REGLEMENTERINGEN

Alle TEMPUR-MED® OK producten met een PU- cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG,
Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen,
BS 7175, sectie II, bron 0,1,5
of ISO Standaarden ISO12952-1
& 12952-2

TEMPUR-MED® TANDARTS PRODUCTEN



Tandarts kussens

TEMPUR-MED tandarts kussens
verhogen het comfort
in de tandarts stoel.

Zorgt voor meer stabiliteit van het hoofd
zodat de tandarts efficiënter kan werken.

TEMPUR MED TANDARTS KUSSEN COMFORT

- + Met Velcro band

Standaard afmetingen:

18 x 18 x 3,5 cm

18 x 18 x 4,5 cm



TEMPUR MED TANDARTS KUSSEN ERGONOMISCH

- + Met Velcro band

Standaard afmetingen:

18 x 18 x 10/6 cm

TEMPUR MED TANDARTS MATRAS

- + Een oplegmatras die kan gebruikt worden in de tandartsstoel.
- + Verhoogt het comfort voor de patiënt.
- + Gemaakt uit drukverdelend materiaal en past zich aan aan het lichaam.

Standaard afmetingen:

61/40 x 145 x 3,5 cm



REGLEMENTERINGEN

Alle TEMPUR-MED® Tandarts producten met een PU-Cover voldoen aan de volgende normen:

Richtlijn 93/42/EEG,
Medische hulpmiddelen Klasse 1.

British Standard veiligheidsnormen,
BS 7175, sectie II, bron 0,1,5
of ISO Standaarden ISO12952-1
& 12952-2

TEMPUR-MED[®]

GARANTIE

DRUKVERDELING

ALLE TEMPUR-MED PRODUCTEN WORDEN
GELEVERD MET DE VOLGENDE GARANTIE:

7 JAAR VOOR OPLEG,
STANDARD AND PREMIER MATRASSEN

3 JAAR VOOR ALLE ANDER PRODUCTEN

3 JAAR VOOR PU-COVERS

Wat valt er onder de garantie?

- + Fysische defecten of veranderingen die visuele, permanente vervormingen veroorzaken (meer dan 2 cm) in het TEMPUR[®] Materiaal.
- + De garantie dekt niet de normale veranderingen in de hardheid of eigenschappen die niet de drukverdelende eigenschappen van het product aantasten.
- + De garantie is enkel geldig als het TEMPUR[®] Product wordt gebruikt en gehanteerd in overeenstemming met deze richtlijnen.
- + De garantie dekt niet de beschadigingen aan het TEMPUR[®] Materiaal die werden veroorzaakt door een lek in een cover die meer dan 3 jaar oud is of door een beschadigde cover.

TEMPUR-MED FEITEN

- + Bewezen zorg en kosten efficiënt door onderzoek, klinische trials en praktijken wereldwijd
- + Risico profiel – tot hoog risico
- + Goede ondersteuning en drukverdeling over het gehele oppervlak
- + Zeer Comfortabel
- + Zeer Hygiënisch
- + Gebruiksvriendelijk
- + Breed toepassingsveld
- + Minimale onderhoudskost
- + eperkte investeringskost
- + Lange levensduur
- + Aangepaste maten leverbaar
- + De matras past zich aan aan alle posities van het bed
- + Optimale drukverdeling
- + Productie vrij van CFK's
- + Latex-vrij
- + Hoge densiteit: 85 kg/m³
- + X-Ray doorlaatbaar
- + Unieke thermoactieve eigenschappen

VOOR VERDERE INFORMATIE

